



## 徕卡产品服务作业安全规程

### “消毒证明书”表格相关信息

尊敬的先生/女士：

身为制造商，我们有义务遵守安全规程，确保员工和运营场所的安全，这是法律要求，也是扩增指南和标准的一部分内容。

采取防护措施时，我们需要依靠您的配合。许多实验室的工作要使用生物、感染性、放射性或毒性物质。因此，徕卡产品上有这些物质的残留物，而我们的服务部门必须对这些产品执行维护或维修工作。

为了保护员工安全，我们请求您在徕卡员工去往您的实验室之前，对产品进行彻底的清洁，如有需要，还应进行净化和消毒。这尤其适用于有维护或维修计划的徕卡产品，也同样适用于返送到我们的工厂或服务办事处的产品。这种情况下也应彻底清洁，以及净化和消毒(如有需要)。

如果徕卡产品并未接触任何危险物质，我们要求您提供书面确认书。

您会在下一页看到我们要求您提供的“消毒证明书”表格。请填写此表格并签字，然后将表格与您的维修订单一起附上。寄回产品时，请将确认书与运输文件装在一起，并放在包装外，以便我们清楚地看到它。

在现场执行服务作业时，请将填写完整并签字的表格交给我们的服务技术人员。

如您有任何疑问，请直接联系徕卡客服部或您所在国家的当地代表处。

谨致问候，

徕卡显微系统(上海)有限公司

# 消毒证明书

## 重要信息。请仔细阅读。

亲爱的客户：

任何要退回徕卡显微系统(上海)有限公司或要现场维修的产品，都必须按正确的方法进行清洗和消毒。由于朊病毒的污染，如 **CJD**、**BSE** 或 **CWD** 等不能消除，因此，接触过包含朊病毒的样品的产品**不能**退回徕卡显微系统(上海)有限公司进行维修。只能由经过风险培训且佩戴个人防护装备的服务技术人员根据相关产品的适用指南和处理步骤现场维修污染了朊病毒的产品。在收到消毒确认书之前，公司或服务技术人员不会打开退回的箱子，也不会执行维护工作。

**退回产品时**，请随附一份此确认书，或交给服务技术人员。如果退回产品时未随附此确认书，或确认书填写不完整，相关责任由发送方承担。若公司认为退回的货物有危险，会将其退还发送方，且预付款不予退还。

**注意：**切片机的刀片必须装在原包装盒里。

如果您有任何疑问，请联系最近的徕卡办事处。

### 铭牌信息：

型号(参见铭牌)

SN(参见铭牌)

REF(参见铭牌)

本产品内部和外部曾经接触过如下所述的危险物质：

是	否		规范/危险说明及防范说明
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	血液、体液、病理样品	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	其他生物危险品	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	化学品/有害物质	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	放射性	辐照度： <input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	其他	<input type="text"/>

如果至少有一个问题回答“是”，请具体说明您的清洁和/或消毒方法、使用的所有清洁剂/消毒剂以及处理时间：

如果您计划退回产品，请务必做好充分准备，确保安全搬运和运输。请尽可能使用原来的包装。

请具体说明使用产品的实验室的安全级别：

不适用  S1  S2  S3  S4

本人签字即代表，本人确认上述信息完整无误，因此徕卡员工可以安全处理相关产品。

日期	签名	机构
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
姓名		部门
<input type="text"/>		<input type="text"/>
职衔		地址
<input type="text"/>		<input type="text"/>
电子邮箱地址	电话	传真
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**徕卡内部使用：**如适用，请提供作业单号和 RAN/RGA 号：

作业单号：  SU 退还核准书 (RGA)：  BU 退还核准号 (RAN)：