

TEMEL HİSTOLOJİ ÇÖZÜMLERİ

HISTOCORE PEGASUS PLUS

ÇİFT İŞLEM HAZNELİ DOKU İŞLEMCİSİ

PARALEL İŞLEME - DOKU KALITESİNDEN ÖDÜN VERMEZ



Advancing Cancer Diagnostics
Improving Lives

Leica
BIO SYSTEMS

DOKU KALİTESİNDEN ÖDÜN VERMEYİN

Biyopsiler, büyük veya yağlı numuneler; farklı dokular farklı muameleye ihtiyaç duyar. HistoCore PEGASUS doku işlemcisi, tek bir cihazda paralel protokolleri çalıştırma esnekliği sunar. Laboratuvarınızı yavaşlatmadan her doku tipi için optimum koşulları sağlar.



SIZİN İŞ AKIŞINIZ, SIZIN YÖNTEMİNİZ

Laboratuvarınızın taleplerini karşılayan bir iş akışı oluşturun. Çift işlem hızlı sistem, doku kalitesinden ödün vermeden ekstra işlemler yapmanıza olanak sağlar.



DAHİLİ YOĞUNLUK ÖLÇER

Dahili yoğunluk ölçer, reaktif konsantrasyonunu izler sapmalar olması durumunda doku bütünlüğünü korumak için kullanıcıları uyarır.



SONUÇ SUNMA. SÜREKLİ

İki kişisiz seçenek de dahil olmak üzere önceden kurulmuş doğrulanmış protokoller, size farklı doku tiplerini tutarlı bir kaliteyle işleme esnekliği sağlar.

SONUÇLARINIZA GÜVENİNİZ ARTSIN

HistoCore I-Scan teknolojisi, kaset kimliği, miktarı ve rengi de dahil olmak üzere her kaseti ayrı ayrı yakalamanızı sağlar. Entegre bir solüsyon için sepet kimliği, kullanıcı kimliği ve reaktif bilgilerini izlemek üzere de tarayıcıyı kullanın.



OPTİMİZE EDİLMİŞ REAKTİF YÖNETİM SİSTEMİ

Daha az reaktif tüketimi ve değişimi için hassas reaktif yönetim sistemi.



OTOMATİK RAPORLAMA

Kaydedilen verilere kolay erişim, manuel dokümantasyonu en aza indirerek ve güveni en üst düzeye çıkararak doku işleme raporlarınız üzerinde kontrol sağlar.



YOLUNUZU AYDINLATAN CİHAZ

Arkadan aydınlatma, reaktif seviyesini kolayca kontrol etmenizi sağlar. Reaktifin süresi dolduğunda, ilgili reaktif şişesi size görsel bir hatırlatıcı gösterir. Reaktif şişesi doğru bağlanmazsa arka ışık söner.

OPTİMİZE EDİLMİŞ SARF MALZEMELERİYLE LEICA BIOSYSTEMS ÇÖZÜMÜNÜZDEN EN İYİ ŞEKİLDE YARARLANIN




İş akışınızı daha da iyileştirmek için HistoCore PEGASUS Plus doku işlemcinizle [Leica Paraffin](#)'i kullanın. PEGASUS Parablock parafin peletlere göre %22 daha hızlı erir. Diğer faydalar şunlardır:

- » Dökülmez – katı bloklar dağınık peletlerden dökülmeleri önler
- » Kolay Yükleme – Parablocks X-tra™, akıllı, güvenli ve kullanımı kolay parafinle ilgili iş akışı oluşturur
- » Uzaklaşma – parafin haznelere 4 blok yükleyin ve uzaklaşın. Parafin eklemeye gerek yoktur

ActivFlo Kasetlerle İşlemenizi En Üst Düzeye Çıkarın

- » Etkin Reaktif Akışı - Leica tarafından geliştirilen "Sıvı Akışı", lateral havalandırma ve gözenek tasarımı, reaktif değişimini en üst düzeye çıkarır.
- » Sistem Performansı - ActivFlo Rutin, Biyopsi ve Mini Biyopsi kasetleri Leica doku işlemcilerinde doğrulanmıştır
- » Kolay Kapanma - Kırılabilir menteşe, kapağın kolayca çıkarılmasını sağlar
- » Zahmetsiz Yükleme - İstifli ve şeritli yapılandırma, yazıcının hızlı ve kolay kurulumunu sağlar
- » 11 renkte mevcuttur



Leica Biosystems doku işleme reaktifleri, dokuyu preanalitik iş akışı aşamalarınızdan geçirmenize yardımcı olur.

- » Geniş ürün teklifi: Alkoller, Çözücüler, Fiksatifler ve Kireç Çözücüler
- » Hataları Azaltın: Renk kodlu etiketleme reaktiflerin görselleştirilmesini kolaylaştırır ve reaktif karışma hatalarını azaltır
- » Takip ve İzleme işlevi: Barkodlu reaktifler lot numarasını, reaktif türünü, konsantrasyonu kaydetmeye yardımcı olur
- » Daha yeşil alternatifler: Ksilen yerine Sub-X veya Clearene kullanarak daha güvenli reaktif alternatiflerle dokuyu işleyin. Veya izopropanol (IPA) ile ksilensiz işlemeye geçin



HistoCore PEGASUS Plus doku işlemcisi hakkında daha fazla bilgi ve ayrıntılı iletişim bilgileri için lütfen şu adresi ziyaret edin: leicabiosystems.com/pegasus-plus